

DW1&DW1 AD

酸素電極チャンバー



日本総代理店
旭光通商株式会社
www.kyokko.com

Hansatech
Instruments




DW1 & DW1 AD 酸素電極チャンバー

- > アクリル製で視認性がよく、均一に試料へ光源照射可能
- > 教育目的に最適な電極チャンバー
- > 0.2ml~2.5mlまで対応可能な反応容器
- > ホウケイ酸ガラス製反応容器とS1電極を組み合わせて使用
- > サンプルの効果的な温度制御を可能にするウォータージャケット



- A: プランジャーネジ
部品番号 820024
(O-リング付)
部品番号 820027
- B: プランジャーナット
部品番号 820025
- C: 反応容器
部品番号 S3、2個入
- D: スターラーバー
部品番号 S2/PまたはS2/G
- E: ベースプレートOリング
部品番号 S5
- F: 電極ディスク
部品番号 S1



- G: ベースリング
部品番号 820023
- H: ウォータージャケット、
ボトムプレート
部品番号 941020
- I: ウォータージャケット
コネクター
部品番号 820026、2個必要
- J: トッププレート
部品番号 820021
- プランジャーボアストッパー
部品番号 739035



サポート情報

ハンザテック製品をご購入いただいたお客様には、継続的なサポートと迅速で効率的な対応をお約束します。

ハンザテック製品はすべて、製造上の欠陥や素材の欠陥に対して、出荷から12ヶ月間保証されています。ただし、誤用や不正な修理による損傷は保証の対象外です。

機器に問題が発生した場合は、旭光通商にご相談ください。保証期間内であれば、修理や交換に対応いたします。

保証期間中の部品代、工賃は無料ですが、通関料、返送料は必要に応じて請求させていただく場合があります。

保証期間外の修理についても、旭光通商までご連絡いただき、費用の見積もりと返送方法についてご相談ください。

Hansatech
Instruments

日本総代理店
旭光通商株式会社
www.kyokko.com